

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
2-я КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

123242, Москва, Баррикадная, 2

Тел. 154-14-72

№ _____

5 ноября 1984 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КЛИНИЧЕСКИХ СПЫТАНИЯХ
АППАРАТА "МАГ-30".

Аппарат "МАГ-30" проходил клинические испытания на 2-й кафедре акушерства и гинекологии на базе Городской гинекологической больницы № II и Клинического родильного дома № 27 с декабря 1983 г. по октябрь 1984 г.

Аппарат предназначен для лечения переменным магнитным полем частотой 50 гц., максимальная интенсивность магнитного поля составляет 30 мТл, потребляемая мощность не более 40 Вт, вес не более 1 кг. Питание от сети 220 вольт. Аппарат снабжен ручкой, на корпусе его имеется индикатор магнитного поля.

Лечение проводилось 119 больным с диагнозами: инфильтрация швов на передней брюшной стенке после кесарева сечения и инфильтрация швов на промежности после восстановления её целостности. Во всех случаях отмечен выраженный положительный эффект от проводимого лечения. Лечебный эффект от магнитотерапии обуславливается её стимулирующим влиянием на защитно-приспособительные реакции организма и на функцию гипоталамо-гипофизарной системы.

Изделие просто и удобно в эксплуатации. Преимущество по сравнению с известной аппаратурой ("Полос-1") заключается в его малом весе, габаритах и вытекающей отсюда мобильности, что позволяет за счет его перемещения в пространстве увеличить площадь воздействия.

Заключение: Изделие отвечает современным требованиям медицинской практики и может быть рекомендовано для серийного производства в установленном порядке.

Зав. кафедрой профессор И.С. Сидорова

Сидорова